

Wie werde ich ReWalker/in?

- 1 Vorgespräch**
Im Vorgespräch ermittelt ein ReWalk Spezialist, ob das ReWalk Exoskelett für Sie geeignet ist.
- 2 Ärztliche Freigabe**
Um Ihre erste Erfahrung im ReWalk Exoskelett zu machen, wird eine unterschriebene Unbedenklichkeitsbescheinigung Ihres Arztes benötigt.
- 3 Test Session**
Das ReWalk System wird Ihnen erklärt und für Sie angepasst, damit Sie Ihre ersten Schritte mit Unterstützung der ReWalk Physio-Therapeuten machen können.
- 4 Antrag auf Kostenübernahme**
Das ReWalk Team begleitet und unterstützt Sie in der Antragstellung bei Ihrer Krankenversicherung
- 5 Schulung im Gebrauch**
Sie erlernen die sichere alltägliche Nutzung des ReWalk Exoskeletts in einem zertifizierten Trainingszentrum in Ihrer Nähe.
- 6 Häusliche Versorgung**
Nach erfolgreicher Schulung im Gebrauch und Erklärung der Kostenübernahme, erhalten Sie Ihr ReWalk Exoskelett für die alltägliche Nutzung.

ReWalkTM
///Robotics
Take the Next Step



ReWalk Personal 6.0 System

ReWalk Robotics GmbH
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
TELEFON +49 (0) 30 2589 5080
E-MAIL kontakt@rewalk.com
www.rewalk.com



ReWalk Exoskelett
Take the Next Step



ReWalkTM
Take the Next Step

Was ist das ReWalk Exoskelett?

Das ReWalk Personal 6.0

ist ein am Körper tragbares Roboter-Exoskelett. Es ermöglicht Menschen mit einer Rückenmarkverletzung durch motorisierte Hüften und Knie wieder aufrecht zu stehen, zu gehen und Treppen zu steigen. Das unabhängige und kontrollierte Gehen im ReWalk ahmt den natürlichen Bewegungsablauf der Beine nach.

Die sechste Generation des ReWalk Exoskeletts für die persönliche Nutzung ist entwickelt für den ganztägigen Einsatz, sowohl Zuhause, als auch draußen. Es ist das am besten anpassbare Exoskelett und wird individuell für Sie konfiguriert. Die präzise Passform optimiert Sicherheit, Funktion und Gelenkausrichtung.



Take the Next Step

Wer kann das ReWalk Exoskelett nutzen?

ReWalk ist entwickelt für Personen mit:

- kompletter und inkompletter Querschnittlähmung, die sich mit den Händen und Schultern auf Unterarmgehstützen abstützen können.
- einer Körpergröße zwischen ca. 160cm - ca. 190cm (Dies ist abhängig von der Beinlänge: Unterschenkellänge 43,5 bis 56cm Oberschenkellänge: 36 bis 48,5cm)
- Personen mit einem Gewicht bis zu 100kg

Auch andere Faktoren wie Knochendichte und Bewegungsumfang müssen berücksichtigt werden und sind Teil der Voruntersuchung.

Ausführliche Informationen zu den Ein- und Ausschlusskriterien zur ReWalk Nutzung übermitteln wir gerne.

Personen, die die Einschlusskriterien erfüllen, haben die Möglichkeit kostenfrei die ReWalk Exoskelett Technologie zu testen.

Kostenlose Test Session

Ob das ReWalk Exoskelett für Sie geeignet ist und wie Sie es ausprobieren können,

erfahren Sie unter

Tel.: +49 (0)30 2589-5080

E-Mail: kontakt@rewalk.com



Hilfsmittelnnummer 23.29.01.2001

ReWalk Personal 6.0 ist ein anerkanntes Hilfsmittel zum Behindertenausgleich. ReWalk ist das meist erforschte Exoskelett für die persönliche Nutzung und die klinischen Studien* zeigen, dass Stehen und Gehen im ReWalk potenzielle gesundheitliche Verbesserungen mit sich bringt, wie z.B.:

- Reduktion einiger Medikamente für bestimmte Krankheiten
- Verbesserte Blasen- und Darmfunktion
- weniger Körperfett
- Verringerung von Schmerzen
- Verbesserung von Körperhaltung und Gleichgewicht
- besserer Schlaf und weniger Müdigkeit
- Verbesserung der psychischen Verfassung

* Clinical effectiveness and safety of powered exoskeleton-assisted walking in patients with spinal cord injury: systematic review with meta-analysis; Miller, L.E. et al



More Than Walking